

# Fremgangsmåde ved reovering med Cathiel Recolour

## Recolour

**Bruges til at friske læder op, men man kan stadig se patina og struktur i læder.**

Du skal bruge:

1. Multi cleaner eller læderrens "medium styrke" afhængig af hvor beskidt læder er. Tørring i min 2 timer
2. Vælg recolor i farven der passer til læder (påføres med fnugfri klud i 2 tynde lag med tørring mellem hvert lag (som det var bejdse) tørring i min 8 timer mellem hvert lag og efter sidste lag.
3. Slut behandling med læderfedt. Påføres tynde lag og efter poleres tørt med fnugfriklud

Lad tørre min 2 – 3 døgn før man bruger emnet.

Se en video guide her: <https://www.youtube.com/watch?v=kNgMKr2Qblg>

## Læderfedt

### Brugervejledning til Gold Quality Læderfedt

Rens gerne af med gold quality medium læderrens inden pleje med Gold Quality Læderfedt påføres med en blød klud eller svamp, lad Gold Quality Læderfedt trænge ind nogle timer. Hvis der er overskydende læderfedt tørres dette væk med en ren klud.

For at sikre, at læderfedtet trænger godt ind i læderet er det vigtigt, at selve læderfedtet har/ og behandlingen foretages ved stuetemperatur. Anbefales at læderbehandlingen foretages 2-4 gange om året. Fodtøj behandles oftere.

Find dine læder pleje produkter på [www.MalOgSpar.dk](http://www.MalOgSpar.dk)